

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana




ASSESSORATO DELLA SALUTE

CRQ

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

CATALOGO REGIONE SICILIA PROGRAMMI DI METROLOGIA 2014



Centro **R**egionale **Q**ualità
Laboratori



CRQ - Regione Siciliana – Assessorato della Sanità
Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Piazza Ottavio Ziino, 24 – 90145 Palermo
Tel. 091 70 75 763 • 70 75 517 • 70 75 829 • 70 75 714 • Fax 091 70 75 788
PEC: crq@pec.regione.sicilia.it email: crq@regione.sicilia.it

CQRC - Servizio Metrologia Via del Vespro, 133 1° piano - CAP 90127; Seg. Tel. 091 655 3638 - 3167 - 3170; Fax 091 6553120;
email: cqrcmetrologia@policlinico.pa.it

INFORMAZIONE DI BASE SUI PROGRAMMI DI METROLOGIA

L'Assessorato della Salute della Regione Sicilia ha avviato una nuova politica di Assicurazione della Qualità delle prestazioni nelle Strutture Laboratoristiche Regionali per contribuire alla Qualità dell'Assistenza.

A tal fine ha implementato un programma di **Manutenzione e di Verifica Stato Taratura e Funzionamento dei dispensatori di volume**, rivolto alle strutture laboratoristiche anche extraregionali che ne facciano richiesta per verificare il funzionamento e la taratura dei dispositivi in uso.

Le modalità e gli strumenti operativi del Centro Regionale Qualità dei laboratori (CRQ) e l'avvio dei programmi di verifica metrologica sono normati dall'art. 5 del DA 3253 pubblicato sulla GURS n. 4 del 21.01.11. e dall'art. 7 del D.D.G. n. 2708 del 28.12.11 pubblicato sulla GURS n. 3 del 20.01.12.

I programmi di Manutenzione e di Verifica Stato Taratura e Funzionamento pipette che la Regione Sicilia ha pensato di implementare per le strutture (regionali o extraregionali) aderenti alle VEQ regionali, prevedono le seguenti fasi:

- Catalogazione
- Verifica dello stato di funzionamento
- Verifica stato taratura
- Taratura SIT-ACCREDIA delle pipette (in via di attivazione in attesa del potenziamento del personale in carico alla struttura laboratoristica di supporto CQRC ai sensi dell'art. 3 del DA 1210/11)

Per verificare il funzionamento e la taratura dei dispensatori di volume in uso nella medicina di laboratorio siciliana si è ritenuto opportuno istituire un inventario ed uno scadenziario tecnico operativo in merito offrendo **gratuitamente alle strutture laboratoristiche siciliane pubbliche e private della branca 11, che aderiscono ad un programma VEQ regionale (obbligatorio o non), i servizi di cui trattasi.**

I dispensatori di volume possono essere consegnati *brevi manu* al CQRC dell'AOUP Paolo Giaccone in Via del vespro n. 133, CAP 90127 Palermo.

Su richiesta degli interessati possono essere spediti, ma le spese di spedizione sono a carico del richiedente.

La scheda opportunamente compilata deve essere inoltrata al Settore CQRC dell'Azienda Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo, Azienda regionale di supporto ai sensi dell'art. 3 del D.A. 1210/11 e s.m.i, secondo le modalità pubblicate sul sito CRQ il 12.06.14 e di seguito riportate:

AVVISO

Si comunica che il laboratorio CQRC dell'A.O.U. Policlinico P. Giaccone, ai sensi dell'art. 3 del D.A. 1210/11 ha implementato un programma di verifica dello stato d'uso delle pipette, rivolto alle strutture laboratoristiche siciliane pubbliche e private, della branca n. 11, che hanno aderito alle VEQ regionali, per verificare il funzionamento e la taratura dei dispositivi e per istituire un inventario ed uno scadenziario operativo in merito. Questo processo prevede le seguenti fasi:

- catalogazione;
- verifica dello stato di funzionamento;
- verifica stato taratura;
- taratura ACCREDIA delle pipette (in via di attivazione giusto DA 1682 del 12.09.13).

Pertanto, si invitano le SS.LL. qualora interessate, a voler pianificare e concordare con il CQRC, (Referente Dott. Centanni Ignazio, Tel. 091 6553638) con il tramite del Responsabile di Qualità del laboratorio, l'invio delle pipette utilizzate per indagini diagnostiche in cui la misura del volume assume un ruolo critico.

Le pipette vanno accompagnate dalla scheda di invio allegata alla presente (compilata in tutte le sue parti) e dai corrispondenti certificati di taratura del costruttore, qualora recuperabili.

Si precisa che la scheda di invio dovrà essere anticipata, almeno 2 gg. prima della consegna del materiale, in formato elettronico all'indirizzo: cqrcmetrologia@policlinico.pa.it

Si comunica, inoltre, che le procedure di consegna e ritiro del materiale in oggetto saranno espletate, presso il laboratorio CQRC, sito in Via del Vespro, 133 CAP 90127 - 1° piano – Palermo, dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00, salvo differenti accordi per la spedizione (a carico gestionale ed economico dei richiedenti). Tutte le operazioni relative alla verifica dello stato di funzionamento e della taratura di una singola pipetta saranno effettuate entro e non oltre 7 gg. lavorativi successivi all'accettazione, salvo imprevisti tecnico-strumentali di cui sarà data tempestiva comunicazione. Nel caso di invii multipli i tempi di consegna saranno all'uopo concordati.

La Responsabile del CRQ
Prof.ssa Francesca Di Gaudio

ELENCO DETTAGLIATO PROGRAMMI Di METROLOGIA PIPETTE

Programmi di Manutenzione e Verifica Stato Taratura e Funzionamento pipette

VTFPA611F Verifica Taratura e Funzionamento Pipette monocanale a volume Fisso $\leq 10 \mu\text{L}$

Note tecniche	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	CODICE	TARIFFA esclusa IVA
Senza sostituzione di eventuali parti difettose	METROLOGIA PIPETTE Verifica Taratura e Funzionamento	Dispensatori manuali di volumi pipette monocanale a volume Fisso $\leq 10 \mu\text{L}$	VTFPA611F	€ 10 + eventuali spese di spedizione

VTFPA611V Verifica Taratura e Funzionamento Pipette monocanale a volume Variabile $\leq 10 \mu\text{L}$

Note tecniche	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	CODICE	TARIFFA esclusa IVA
Senza sostituzione di eventuali parti difettose	METROLOGIA PIPETTE Verifica Taratura e Funzionamento	Dispensatori manuali di volumi pipette monocanale a volume Variabile $\leq 10 \mu\text{L}$	VTFPA611V	€ 15 + eventuali spese di spedizione

CRQ - Regione Siciliana – Assessorato della Sanità
 Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
 Piazza Ottavio Ziino, 24 – 90145 Palermo
 Tel. 091 70 75 763 • 70 75 517 • 70 75 829 • 70 75 714 • Fax 091 70 75 788
 PEC: crq@pec.regione.sicilia.it email: crq@regione.sicilia.it

CQRC - Servizio Metrologia Via del Vespro, 133 1° piano - CAP 90127; Seg. Tel. 091 655 3638 - 3167 - 3170; Fax 091 6553120;
 email: cqrcmetrologia@policlinico.pa.it

VTFPB611F Verifica Taratura e Funzionamento Pipette monocanale a volume fisso >10 µL

Note tecniche	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	CODICE	TARIFFA esclusa IVA
Senza sostituzione di eventuali parti difettose	METROLOGIA PIPETTE Verifica Taratura e Funzionamento	Dispensatori manuali di volumi pipette monocanale a volume Fisso >10 µL	VTFPB611F	€ 10 + eventuali spese di spedizione

VTFPB611V Verifica Taratura e Funzionamento Pipette monocanale a volume variabile >10 µL

Note tecniche	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	CODICE	TARIFFA esclusa IVA
Senza sostituzione di eventuali parti difettose	METROLOGIA PIPETTE Verifica Taratura e Funzionamento	Dispensatori manuali di volumi pipette monocanale a volume Variabile >10 µL	VTFPB611V	€ 15 + eventuali spese di spedizione

VTFPA612F Verifica Taratura e Funzionamento pipette multicanale a volume Fisso $\leq 10 \mu\text{L}$

Note tecniche	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	CODICE	TARIFFA esclusa IVA
Senza sostituzione di eventuali parti difettose	METROLOGIA PIPETTE Verifica Taratura e Funzionamento	Dispensatori manuali di volumi pipette multicanale a volume Fisso $\leq 10 \mu\text{L}$	VTFPA612F	€ 30 + eventuali spese di spedizione

VTFPA612V Verifica Taratura e Funzionamento pipette multicanale a volume Variabile $\leq 10 \mu\text{L}$

Note tecniche	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	CODICE	TARIFFA esclusa IVA
Senza sostituzione di eventuali parti difettose	METROLOGIA PIPETTE Verifica Taratura e Funzionamento	Dispensatori manuali di volumi pipette multicanale a volume Variabile $\leq 10 \mu\text{L}$	VTFPA612V	€ 40 + eventuali spese di spedizione

CRQ - Regione Siciliana – Assessorato della Sanità

Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Piazza Ottavio Ziino, 24 – 90145 Palermo

Tel. 091 70 75 763 • 70 75 517 • 70 75 829 • 70 75 714 • Fax 091 70 75 788

PEC: crq@pec.regione.sicilia.it email: crq@regione.sicilia.it

CQRC - Servizio Metrologia Via del Vespro, 133 1° piano - CAP 90127; Seg. Tel. 091 655 3638 - 3167 - 3170; Fax 091 6553120; email: cqrcmetrologia@policlinico.pa.it

VTFPB612F Verifica Taratura e Funzionamento pipette multicanale a volume Fisso > 10 µL

Note tecniche	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	CODICE	TARIFFA esclusa IVA
Senza sostituzione di eventuali parti difettose	METROLOGIA PIPETTE Verifica Taratura e Funzionamento	Dispensatori manuali di volumi pipette multicanale a volume Fisso > 10 µL	VTFPB612F	€ 30 + eventuali spese di spedizione

VTFPB612V Verifica Taratura e Funzionamento pipette multicanale a volume Variabile > 10 µL

Note tecniche	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	CODICE	TARIFFA esclusa IVA
Senza sostituzione di eventuali parti difettose	METROLOGIA PIPETTE Verifica Taratura e Funzionamento	Dispensatori manuali di volumi pipette multicanale a volume Variabile > 10 µL	VTFPB612V	€ 40 + eventuali spese di spedizione

CRQ - Regione Siciliana – Assessorato della Sanità

Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Piazza Ottavio Ziino, 24 – 90145 Palermo

Tel. 091 70 75 763 • 70 75 517 • 70 75 829 • 70 75 714 • Fax 091 70 75 788

PEC: crq@pec.regione.sicilia.it email: crq@regione.sicilia.it

CQRC - Servizio Metrologia Via del Vespro, 133 1° piano - CAP 90127; Seg. Tel. 091 655 3638 - 3167 - 3170; Fax 091 6553120;
email: cqrcmetrologia@policlinico.pa.it